

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA	80115310038
CÓDIGO / CODE	112043
COD. INTERNO / INTERNAL CODE	1040100K
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	GLICOSE GOD-PAP 2X50ML + 1X3ML PADRAO
	KIT
LOTE / LOT:	112043211
DATA DE FABR./MANUF. DATE	10/2021
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	04/2023
	REAGENTE 1 / REAGENT 1
COD. INTERNO / INTERNAL CODE:	1040050MK
LOTE / LOT:	112052211
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	08/2023
	PADRÃO / STANDARD
COD. INTERNO / INTERNAL CODE:	1040003P
LOTE / LOT:	10725521118
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	04/2023

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE	LIMPIDO AVERMELHADO - CLEAR, REDDISH	CONFORME/ACCORDING
ODOR/ODOUR	LEVE ODOR DE FENOL - SLIGHTLY SMELL PHENOL	CONFORME/ACCORDING
pH (25 oC)	7.4 - 7.6	7.49
ABSORBANCIA/ABSORBANCE - 546 nm	0.000 - 0.050	0.004
TRULAB N - LOTE: 28657 (mg/dL)	71.9 - 99.3	83.1
TRULAB P - LOTE: 29696 (mg/dL)	213 - 294	258.7

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control