

# CERTIFICADO DE ANÁLISE

## CERTIFICATE OF ANALYSIS

|                                     |   |              |
|-------------------------------------|---|--------------|
| <b>MS ANVISA</b>                    | <b>80115310194</b>                          |              |
| <b>CÓDIGO / CODE</b>                | <b>110127</b>                               |              |
| <b>COD. INTERNO / INTERNAL CODE</b> | <b>1010150MWS</b>                           |              |
| <b>DESCRIÇÃO / DESCRIPTION</b>      | <b>ACIDO URICO WS R1 4X30ML + R2 2X15ML</b> |              |
|                                     | <b>KIT</b>                                  |              |
|                                     | LOTE / LOT:                                 | 1101272146   |
|                                     | DATA DE FABR./MANUF. DATE                   | 08/2021      |
|                                     | DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:             | 12/2022      |
|                                     | <b>REAGENTE 1 / REAGENT 1</b>               |              |
|                                     | COD. INTERNO / INTERNAL CODE:               | 1010030R1MWS |
|                                     | LOTE / LOT:                                 | 1101282144   |
|                                     | DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:             | 12/2022      |
|                                     | <b>REAGENTE 2 / REAGENT 2</b>               |              |
|                                     | COD. INTERNO / INTERNAL CODE:               | 1010015R2MWS |
|                                     | LOTE / LOT:                                 | 1101292143   |
|                                     | DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:             | 12/2022      |

| DESCRIÇÃO / DESCRIPTION               | ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION  | RESULTADO / RESULTS |
|---------------------------------------|--|---------------------|
| APARENCIA/APPEARANCE R1               | LIMPIDO INCOLOR A AMARELADO - CLEAR, COLOURLESS TO YELLOWISH LIQUID            | Conforme/According  |
| APARENCIA/APPEARANCE R2               | LIMPIDO AMARELO PALHA A MARROM PALHA - CLEAR, PALE YELLOW TO PALE BROWN LIQUID | Conforme/According  |
| ODOR/ODOUR R1                         | SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR                              | Conforme/According  |
| ODOR/ODOUR R2                         | SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR                              | Conforme/According  |
| pH (25 oC) R1                         | 6.9 - 7.1  | 7.00                |
| pH (25 oC) R2                         | 6.9 - 7.1  | 6.98                |
| ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 - 546 nm    | 0.000 - 0.030  | 0.001               |
| ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1+R2 - 546 nm | 0.000 - 0.050  | 0.007               |
| TRULAB N - LOTE: 28657 (mg/dL)        | 4.37 - 5.79  | 5.02                |
| TRULAB P - LOTE: 29696 (mg/dL)        | 6.91 - 9.17  | 8.24                |

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

**Monique Brasil Vianna de Sá**  
Controle de Qualidade / Quality Control