

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

| | |
|-------------------------------------|--|
| MS ANVISA | 80115310055 |
| CÓDIGO / CODE | 107102 |
| COD. INTERNO / INTERNAL CODE | 1090075K |
| DESCRIÇÃO / DESCRIPTION | BILIRRUBINA TOTAL (AUTOMACAO) R1 3X20ML + R2 1X15ML |
| | KIT |
| | LOTE / LOT: 10710219116 |
| | DATA DE FABR./MANUF. DATE: 11/2019 |
| | DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 05/2021 |
| | REAGENTE 1 / REAGENT 1 |
| | COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1090020R1K |
| | LOTE / LOT: 10720919102 |
| | DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 05/2021 |
| | REAGENTE 2 / REAGENT 2 |
| | COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1090015R2K |
| | LOTE / LOT: 10721019103 |
| | DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 05/2021 |

| DESCRIÇÃO / DESCRIPTION | ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION | RESULTADO / RESULTS |
|---|---|---------------------|
| APARENCIA/APPEARANCE R1 | LIMPIDO LEVEMENTE OPACO, INCOLOR A AMARELADO - CLEAR TO SLIGHTLY OPALESCENT, COLOURLESS TO YELLOW | Conforme/According |
| APARENCIA/APPEARANCE R2 | LIQUIDO LIMPIDO AMARELO A LEVEMENTE VERMELHO - CLEAR, YELLOW TO SLIGHTLY RED LIQUID | Conforme/According |
| ODOR/ODOUR R1 | SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR | Conforme/According |
| ODOR/ODOUR R2 | SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR | Conforme/According |
| pH R1 (25 oC) | 0.7 - 0.9 | 0.70 |
| pH R2 (25 oC) | 0.8 - 1 | 0.87 |
| ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 - 546 nm | 0 - 0.03 | 0.005 |
| ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 + R2 - 546 nm | 0 - 0.03 | 0.006 |
| TRULAB N - 25894 (mg/dL) | 1.36 - 2.32 | 1.68 |
| TRULAB P - 25895 (mg/dL) | 3.37 - 5.74 | 4.00 |

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control