

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

| | |
|-------------------------------------|--|
| MS ANVISA | 80115310055 |
| CÓDIGO / CODE | 107103 |
| COD. INTERNO / INTERNAL CODE | 1090250K |
| DESCRIÇÃO / DESCRIPTION | BILIRRUBINA TOTAL (AUTOMACAO) R1 5X40ML + R2 1X50ML |
| | KIT |
| | LOTE / LOT: 10710320133 |
| | DATA DE FABR./MANUF. DATE: 11/2020 |
| | DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 01/2022 |
| | REAGENTE 1 / REAGENT 1 |
| | COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1090040R1K |
| | LOTE / LOT: 10721120123 |
| | DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 01/2022 |
| | REAGENTE 2 / REAGENT 2 |
| | COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1090050R2K |
| | LOTE / LOT: 10721220123 |
| | DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 01/2022 |

| DESCRIÇÃO / DESCRIPTION | ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION | RESULTADO / RESULTS |
|---|---|---------------------|
| APARENCIA/APPEARANCE R1 | LIMPIDO LEVEMENTE OPACO, INCOLOR A AMARELADO - CLEAR TO SLIGHTLY OPALESCENT, COLOURLESS TO YELLOW | Conforme/According |
| APARENCIA/APPEARANCE R2 | LIQUIDO LIMPIDO AMARELO A LEVEMENTE VERMELHO - CLEAR, YELLOW TO SLIGHTLY RED LIQUID | Conforme/According |
| ODOR/ODOUR R1 | SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR | Conforme/According |
| ODOR/ODOUR R2 | SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR | Conforme/According |
| pH R1 (25 oC) | 0.7 - 0.9 | 0.83 |
| pH R2 (25 oC) | 0.8 - 1 | 0.95 |
| ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 - 546 nm | 0 - 0.03 | 0.003 |
| ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 + R2 - 546 nm | 0 - 0.03 | 0.008 |
| TRULAB N - 27547 (mg/dL) | 1.36 - 2.32 | 1.51 |
| TRULAB P - 27548 (mg/dL) | 3.37 - 5.74 | 4.70 |

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronicly and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control