

# CERTIFICADO DE ANÁLISE

## CERTIFICATE OF ANALYSIS

**MS ANVISA** 80115310195  
**CÓDIGO / CODE** 109354  
**COD. INTERNO / INTERNAL CODE** 1020500KWS  
**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION** COLESTEROL WS 2X250ML

**KIT**  
**LOTE / LOT:** 1093542164  
**DATA DE FABR./MANUF. DATE** 01/2021  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 01/2023

**REAGENTE 1 / REAGENT 1**  
**COD. INTERNO / INTERNAL CODE:** 1020250MKWS  
**LOTE / LOT:** 1093572164  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 01/2023

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE	LIMPIDO ROSADO - CLEAR, PINK LIQUID	Conforme/According
ODOR/ODOUR	LEVE ODOR DE FENOL - SLIGHT SMELL PHENOL	Conforme/According
pH (25oC)	6.60 - 6.80	6.70
ABSORBANCIA/ABSORBANCE - 546 nm	0.000 - 0.030	0.003
TRULAB N - LOTE: 27547 (mg/dL)	134.00 - 178.00	152.3
TRULAB P - LOTE: 27548 (mg/dL)	187.00 - 248.00	207.2
TRULAB L - LOTE: 27037 (mg/dL)	130.00 - 173.00	149.7

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

**Monique Brasil Vianna de Sá**  
**Controle de Qualidade / Quality Control**