

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA	80115310195	
CÓDIGO / CODE	109354	
COD. INTERNO / INTERNAL CODE	1020500KWS	
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	COLESTEROL WS 2X250ML	
	KIT	
	LOTE / LOT:	1093542166
	DATA DE FABR./MANUF. DATE	06/2021
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	04/2023
	REAGENTE 1 / REAGENT 1	
	COD. INTERNO / INTERNAL CODE:	1020250MKWS
	LOTE / LOT:	1093572166
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	04/2023

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE	LIMPIDO ROSADO - CLEAR, PINK LIQUID	CONFORME/ACCORDING
ODOR/ODOUR	LEVE ODOR DE FENOL - SLIGHT SMELL PHENOL	CONFORME/ACCORDING
pH (25oC)	6.60 - 6.80	6.71
ABSORBANCIA/ABSORBANCE - 546 nm	0.000 - 0.030	0.007
TRULAB N - LOTE: 27547 (mg/dL)	134.00 - 178.00	155.2
TRULAB P - LOTE: 27548 (mg/dL)	187.00 - 248.00	218.1
TRULAB L - LOTE: 27037 (mg/dL)	130.00 - 173.00	135.9

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control