

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA	80115310039
CÓDIGO / CODE	107096
COD. INTERNO / INTERNAL CODE	1060250K
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	TRIGLICERIDEOS GPO-PAP 1X250ML + 1X3ML PADRAO
KIT	
LOTE / LOT:	10709621154
DATA DE FABR./MANUF. DATE	09/2021
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	07/2022
REAGENTE 1 / REAGENT 1	
COD. INTERNO / INTERNAL CODE:	1060250MK
LOTE / LOT:	10720021149
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	07/2022
PADRÃO / STANDARD	
COD. INTERNO / INTERNAL CODE:	1060003P
LOTE / LOT:	1072542198
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	01/2024

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE	LIMPIDO, AMARELO - CLEAR, YELLOW	Conforme/According
ODOR/ODOUR	LEVE ODOR DE FENOL - SLIGHT SMELL PHENOL	Conforme/According
pH (25 oC)	7.1 - 7.3	7.21
ABSORBANCIA/ABSORBANCE - 546 nm	0.000 - 0.080	0.017
TRULAB N - LOTE: 28657 (mg/dL)	71.4 - 103	82.35
TRULAB P - LOTE: 29696 (mg/dL)	146 - 210	174.27
TRULAB L - LOTE: 29253 (mg/dL)	72.1 - 108	87.97

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control