

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|
| MS ANVISA | 80115310189 |
| CÓDIGO / CODE | 109311 |
| COD. INTERNO / INTERNAL CODE | 1070500KWS |
| DESCRIÇÃO / DESCRIPTION | UREIA UV WS R1 2X200ML + R2 1X100ML |
| | KIT |
| | LOTE / LOT: 1093112195 |
| | DATA DE FABR./MANUF. DATE: 12/2021 |
| | DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 10/2022 |
| | REAGENTE 1 / REAGENT 1 |
| | COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1070200R1KWS |
| | LOTE / LOT: 1093072193 |
| | DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 10/2022 |
| | REAGENTE 2 / REAGENT 2 |
| | COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1070100R2KWS |
| | LOTE / LOT: 1093052187 |
| | DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 09/2023 |

| DESCRIÇÃO / DESCRIPTION | ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION | RESULTADO / RESULTS |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|
| APARENCIA/APPEARANCE R1 | LIMPIDO, INCOLOR - CLEAR, COLOURLESS | Conforme/According |
| APARENCIA/APPEARANCE R2 | LIMPIDO, AMARELADO - CLEAR YELLOWISH LIQUID | Conforme/According |
| ODOR/ODOUR R1 | LEVE ODOR DE TIOL - SLIGHT SMELL THIOL | Conforme/According |
| ODOR/ODOUR R2 | SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR | Conforme/According |
| pH (25 oC) R1 | 7.70 - 7.90 | 7.83 |
| pH (25 oC) R1 + R2 | 7.70 - 7.90 | 7.85 |
| pH (25 oC) R2 | 9.50 - 9.70 | 9.61 |
| ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 - 340 nm | 0.200 - 0.300 | 0.245 |
| ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1+R2 - 340 nm | 1.700 - 2.000 | 1.903 |
| TRULAB N - LOTE: 28657 (mg/dL) | 28.2 - 44.1 | 36.90 |
| TRULAB P - LOTE: 29696 (mg/dL) | 122 - 191 | 155.27 |

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronicly and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control